

# Cámara Cartucho Presurizado

Instrucciones para usarlo correctamente:



**1.** Abrir el inhalador



**2.** Agitar el inhalador si es de cartucho presurizado



**3.** Encajar la boquilla a la cámara



**4.** Expulsar el aire



**5.** Colocar la mascarilla o la boquilla de la cámara en la boca. Empezar a tomar el aire despacio, pulsar el botón y seguir inspirando lentamente.



**6.** Aguantar la respiración durante 5-10 segundos y expulsar el aire



**7.** Enjuagar la boca

