

Sistema Handihaler®



Instrucciones para usarlo correctamente:



1. Extraer una capsula del envoltorio de aluminio



2. Abrir primero la tapa gris y luego la blanca



3. Colocar la capsula en el agujero



4. Bajar la boquilla blanca hasta hacer un clic



5. Apretar a fondo el botón lateral verde y soltarlo



6. Expulsar el aire



7. Inspirar profundamente



8. Aguantar la respiración durante 5-10 segundos



9. Expulsar el aire y retirar la capsula



10. Enjuagar la boca

